



# **MANUAL EXTENDIDO**

# IRR-1000 TERMÓMETRO INFRARROJO IOT

RFID

Lea detenidamente esta guía antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas. Para completar la configuración es necesario un Smartphone con conexión a Internet.



Asegúrese de disponer de una fuente de energía cercana.



# INDICE

01	Descripción General IRR-1000	Pag. 01
02	Ficha Técnica	Pag. 02
03	Instructivos de Usos	Pag. 02
04	Modos de Usos	Pag. 02
	<b>4a</b> Modo Offline	Pag. 02
	4b Modo Server a Modo Online	Pag. 03
05	Información de Pantalla OLED	Pag. 04
	<b>5a</b> Pantalla Bienvenida	Pag. 04
	<b>5b</b> Pantalla Grabación	Pag. 04
	<b>5c</b> Pantalla Modo Grabación	Pag. 04
	5d Pantalla Inicio	Pag. 04
	<b>5e</b> Pantalla Acercamiento	Pag. 04
	5f Pantalla Menú N°1	Pag. 04
	<b>5g</b> Pantalla Menú N°2	Pag. 05
	<b>5h</b> Pantalla Modo Server	Pag. 05
06	Instalación en Pared	Pag. 05
07	Aplicación FANIOT	Pag. 06
	<b>7a</b> Registro y Configuración FANIOT APP	Pag. 06
	<b>7b</b> Pantalla Inicio	Paq. 07

	<b>7</b> c	Pantalla Estado del Dispositivo	Pag. 07
	7d	Pantalla Avanzado	Pag. 08
	<b>7</b> e	Pantalla Gráficos	Pag. 08
	<b>7f</b>	Actualización del Firmware	Pag. 09
80	Th	ingSpeak	Pag. 10
	8a	Registro y Configuración ThingSpeak	Pag. 10
	8b	Creación del Canal	Pag. 11
	8c	Gráficos del Canal	Pag. 12
	8d	Vinculación del Termómetro con ThingSpeak	Pag. 13
09	Ub	idots	Pag. 14
	9a	Registro y Configuración Ubidots	Pag. 14
	9b	Uso de Ubidots	Pag. 14

# **O1** DESCRIPCIÓN GENERAL IRR-1000

Termómetro Infrarrojo Inteligente, integra tecnología **IOT** y **Capacidad Predictiva**, para realizar análisis térmicos de **Objetos**, **Personas** y **Ambiente** con alta precisión.

El IRR-1000 posee un segundo **Sensor integrado**, para la **Medición de Distancia** del objeto, el cual permite que se realice la lectura exacta, en grados Celsius (°C), dentro de un rango de distancia adecuado.

Además cuenta con un lector de **Tarjetas RFID** que permite vincular las mediciones de temperaturas a una persona y/o objeto, teniendo disponible un historial de mediciones junto a la fecha y hora que se realizaron. Por último, admite una calibración en **Tiempo Real** en relación con la **Temperatura Ambiente**.

Dispone de acceso directo a una **Aplicación Propietaria** sin cargo, la cual debido a sus características IOT, permite **Visualizar Datos** en tiempo real e histórico, en Smartphone y/o Tablet.

La **Resolución del Sensor de Temperatura** es de +/- 0.02°C, por lo que detecta variaciones mínimas, idóneas para el monitoreo de **Evolución** de **Síntomas Febriles**, compatible con patologías como el **Dengue y COVID-19**.



-40° a 85° C
-70° a 382° C
30° a 45° C
OLED
Micro USB
5VDC / 0.5A
64mm
73mm
50mm
IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEE 802.11b
2.4GHz
65 g

# **O3** INSTRUCTIVOS DE USOS

Acercar su **antebrazo** al dispositivo. **Aproxímese lentamente**, momento en el cual se realiza la medición acompañada de una **señal sonora y lumínica**. La temperatura va a permanecer unos segundos en la pantalla, luego volverá a la pantalla de Inicio.



El termómetro inteligente IRR-1000 tiene cuatro modos de usos: Modo **SERVER**, Modo **ONLINE**, Modo **GRABACIÓN** y Modo **OFFLINE**.

El **Modo ONLINE** está diseñado para utilizar al máximo el dispositivo ya que mide los datos y los transfiere a las plataformas IOT. El **Modo SERVER** permite ingresar las credenciales de su red WiFi para que entre en **MODO ONLINE**. El **Modo GRABACIÓN** permite grabar los datos personales del usuario en las tarjetas RFID. **Modo OFFLINE** permite utilizar el termómetro de manera convencional.

# 40 Modo OFFLINE

Para utilizar de manera convencional, debe conectar el termómetro a una fuente de energía por medio de un cable Micro USB de 5V. De esta manera, aparecerán las siguientes pantallas:



En Modo OFFLINE la funcionalidad del RFID no estará habilitada.

# 4b Modo SERVER a Modo ONLINE

**4.b.1** Para conectar el IRR-1000 a su Red WiFi, mantenga presionado 5 segundos el Botón de Configuración. Se reiniciará en Modo SERVER.



4.b.2 Con su smartphone conéctelo a la red que visualizará en pantalla: "IRR-1000".

Aparecerá un aviso de Internet no disponible o Internet no segura. Si no es posible acceder, pulse sobre el nombre de la Red en el menú de la Configuración.

**4.b.3** Abra Google Chrome e Ingrese: **192.168.4.1** en la barra de Direcciones.



4.b.4 Seleccione su Red WiFi e ingrese su contraseña.



El termómetro ya está en Modo ONLINE

# **05** INFORMACIÓN EN PANTALLA OLED

Dentro de la pantalla del termómetro se visualizarán diferentes datos según la acción que se está realizando.

#### 5.a Pantalla de BIENVENIDA



Aparece el modelo del producto y la versión del Software.

### 5.b Pantalla GRABACIÓN

Ingresar a modo Grabacion Habilita el acceso a Modo Grabación.

### 5.c Pantalla de MODO GRABACIÓN



Modo grabar habilitado para el registro de las tarjetas RFID.

### 5.d Pantalla de INICIO



Se visualiza la distancia del termómetro frente a un objeto/persona, si el mismo está conectado a una Red WiFi y la Temperatura Ambiente.

#### 5.f Pantalla de ACERCAMIENTO



Variación de distancia del termómetro frente a un objeto/persona.

### 5.g Pantalla de MEDICIÓN



Se visualiza la distancia del termómetro frente a un objeto/persona, si el mismo está conectado a una Red WiFi y la Temperatura realizada en el momento.

#### 5.h Pantalla MENU N°1

WiFi: FAN-IOT-2.4 Senal: 80% chip\_ID: 9975141 Firmware: V.1.4.6 Describe el estado de la conexión WiFi y los datos de la Identificación Única Chip\_ID, junto con su Firmware.

### 5.i Pantalla MENÚ N°2

ESTADO Blynk: ONLINE Ubidots: ACTIVO Thingspeak: INACTIVO Informa el estado de las Plataformas IOT.

#### 5.j Pantalla MODO SERVER

RED WiFi SSID: IRR1000 V.1 [12345678] Modo Server habilitado para ingresar a la configuración WiFi Manager.

# **06** INSTALACIÓN EN PARED

- 1 Instale el soporte a una altura adecuada para las mediciones. Utilice los tornillos suministrados con el soporte.
- 2 Una vez instalado el soporte, enrosque el termómetro en el mismo.
- **3** Ajuste el ángulo de inclinación y conéctelo a la fuente.



Gráfico 6a







Gráfico 6c





Gráfico 6d

# 07 APLICACIÓN FANIOT

# **70** Registro y Configuración FANIOT App

Con la aplicación podrá configurar y visualizar las mediciones que realice su termómetro.

### **7.a.1**

Descargue la App Blynk.



#### **7.a.2**



#### **7.a.4**

Seleccionar CUSTOM. Ingresar el Host y el Puerto. Luego seleccionar OK.



#### **7.a.5**

Completar el Email y la Contraseña proporcionados en la etiqueta de la Guía.

$\leftarrow$	Log In
Þ	mail
Pa	assword
	Forgot password?

#### **7.a.3**

Tocar en el configurador.



### **7.a.6**

Pulsar el centro de la pantalla para empezar a ver los datos.



# 7b Pantalla INICIO

En esta pantalla podrá visualizar el nombre de su red WiFi, número de medición, intensidad del WiFi, número del producto único y la última medición tomada. También podrá activar y desactivar el sonido de la alarma de medición.



# **7C** Botón Estado del Dispositivo

Para comprobar que el termómetro y la aplicación estén comunicados entre sí, debe pulsar el botón Estado del Dispositivo y verificar que esté en Modo Online.



# 7d Pantalla AVANZADA

Esta pantalla está destinada para usuarios avanzados donde podrán actualizar la versión del firmware, descargar el manual, ingresar la llave API de ThingSpeak, configurar la distancia mínima y máxima de medición, y la temperatura de alerta.



# **7e** Pantalla de Gráficos

En ella podrá visualizar un gráfico de temperatura a través del tiempo para poder llevar un registro histórico de mediciones.

	🕞 SENSOR IRR - FANIOT 📑	
	INICIO AVANZADO <u>GRÁFICOS</u>	
Temperatura Corporal	GRAFICOS DE TEMPERATURA	Temperatura Externa
Registro Histórico 🖕 de Mediciones	10 08 09 11 12 14 Live 1h 6h 1d 1w 1M 3M [2	Pantalla extendida de Gráficos

# **7f** Actualización de Firmware

Es recomendable mantener actualizado el firmware ya que las actualizaciones instalan mejoras en el funcionamiento del termómetro.

Para verificar si está disponible una nueva versión de firmware debe ingresar a la aplicación en la sección pantalla AVANZADO.



Notes de actualizar el firmware debe cumplir con los siguientes requisitos:

Mantener conectado en todo momento el termómetro a la fuente de energía.

Tener el termómetro en MODO ONLINE y con una conexión estable a Internet.

Tener un smartphone con la cuenta única de Blynk del termómetro.

- Cumpliendo esos requisitos pulse el botón UPDATE.
   El termómetro entrará en MODO ACTUALIZACIÓN y continuará solo el proceso de descarga e instalación.
- 2 Una vez finalizado, el termómetro se reiniciará y volverá a la pantalla MODO ONLINE.
- Para verificar que se actualizó correctamente, pulse el BOTÓN DE CONFIGURACIÓN del termómetro y visualizará la nueva versión del firmware.



Re-load...

WiFi: FANIOT Senal: 70% chip\_ID: 7588667 Firmware: V.3

# **08** THINGSPEAK

# **80** Registro y Configuración ThingSpeak

ThingSpeak es un servicio de plataforma de análisis IoT que le permite agregar, visualizar y analizar flujos de mediciones enviados desde su termómetro IRR-1000 en vivo.

#### **8.a.1**

Para REGISTRARSE, haga click en el siguiente link: https://thingspeak.com/login

Haga click en "No account? Create One!"



#### **8.a.2**

Rellene con sus datos y haga click en "Continúe"

	Address
-mai	Address
_	
i To sc	access your organization's MATLAB license, use your hool or work email.
.oca	tion
Uni	ted States 🗸
irst	Name
.ast	Name
	Continue
	Cancel
	Cancel
	Cancel
	Cancel Si es un correo personal, d tildar "Use this email for m
7	Cancel Si es un correo personal, d tildar "Use this email for m MathWorks Account" u lues
7	Cancel Si es un correo personal, d tildar "Use this email for m MathWorks Account" y lueg presionar "Continúe"
	Cancel Si es un correo personal, d tildar "Use this email for m MathWorks Account" y lueg presionar "Continúe"
Pe	Cancel Si es un correo personal, d tildar "Use this email for m MathWorks Account" y lueg presionar "Continúe"
Pe	Cancel Si es un correo personal, d tildar "Use this email for m MathWorks Account" y lueg presionar "Continúe" ersonal Email Detected To use your organization's MATLAB, enter your work or university email
Pe	Cancel Si es un correo personal, d tildar "Use this email for m MathWorks Account" y lueg presionar "Continúe" ersonal Email Detected To use your organization's MATLAB, enter your work or university email
Pe	Cancel Si es un correo personal, d tildar "Use this email for m MathWorks Account" y lues presionar "Continúe" ersonal Email Detected To use your organization's MATLAB, enter your work or university email nail Address @gmail.com
Pe	Cancel Si es un correo personal, d tildar "Use this email for m MathWorks Account" y lueg presionar "Continúe" ersonal Email Detected To use your organization's MATLAB, enter your work or university email hail Address @gmail.com Use this email for my MathWorks Account

Cancel

### 8.a.3

Para terminar de crear su cuenta, debe Verificar su correo.

following st	eating your account, complete the eps:
1. Go to y	our inbox for
	@gmail.com.
2. Click th	e link in the email we sent you.
3. Click Co	ontinue.
Didn't rec	eive the email?
Check you	ur spam folder.
Send me	the email again.
If you still Customer	have not received the email, Contact Support
	Continue
	Cancel

Debe entrar a su casilla de correo, para Verificar su Email. <u>No cierre</u> su navegador.

Le redirigida a una página donde avisa que fue exitoso la verificación. Vuelva otra vez a la pestaña

de **Verificación de Email.** Continúe.

📣 MathWorks		
Thank you for registering with MathWorks! Next, please verify this email address for your MathWorks Account.		
Verify your email		

#### **8.a.4**

Escriba una contraseña y acepte los términos. Continúe.

Finish your Profile	
Password	
	۲
I accept the Online Services Agreement	
See our privacy policy for details.	
Continue	
Cancel	

Si el proceso está correcto, aparecerá el siguiente aviso:

Registro exitoso Felicitaciones, ha vinculado con éxito	su cuenta de MathWorks a ThingSpeak.
ID de correo electrónico: ¡Bienvenido a ThingSpeak! Okay	@gmail.com

Seleccione el uso que le dará. (Recomendación: Student use) Presione OK.

ThingSpeak Usage Intent	
1) How are you planning to use ThingSpeak?	
<ul> <li>Commercial work (including research)</li> </ul>	
<ul> <li>Government work (including research)</li> </ul>	
<ul> <li>Personal, non-commercial projects</li> </ul>	
<ul> <li>Teaching or research in school</li> </ul>	
<ul> <li>Student use</li> </ul>	
2) Tell us something about your project (optional)	ОК

### iListo! Ya tiene creada su cuenta en ThingSpeak

Dentro de la Plataforma podrá crear canales donde visualizará y almacenará todas las mediciones y datos que el termómetro registra, como la temperatura de las mediciones corporales, la distancia, la temperatura ambiente, la intensidad del WiFi y el estado de conexión del termómetro con la plataforma. Con una cuenta en ThingSpeak se pueden crear varios canales, pero se debe crear un canal por cada termómetro individual.

<b>8b</b>	Creación de Canal	ThingSpea	K <sup>™</sup> Canales -	Aplicaciones -	Αρογοτ
Luego Nuevo	del ingreso haga click en Canal	Mis canale	ÐS Bu	iscar por etiqueta	
Configu muestr el orde siguien Nombr Se reco metro I trasera identific Descrip Lugar o instalad Campo Campo Campo Campo	ure el canal como se a en la imagen respetando n y el nombre de los tes campos: <b>re:</b> pmienda utilizar "Termó- RR-1000 [N° etiqueta ]" para una buena cación. <b>oción:</b> donde se encuentra do el termómetro. <b>1</b> : Temperatura <b>2</b> : Distancia <b>3</b> : Ambiente <b>4</b> : Intensidad WiFi <b>5</b> : Status (SSID)	Campo 1 Campo 2 Campo 4 Campo 5	Canales - Ap al Temperatura Distancia Ambiente Intensidad Wifi Status (SSID)	licaciones - Ap	oyo -
Por últi de <b>Mos</b> Guardo	mo tildar la opción s <b>trar Estado</b> . a <b>r canal</b> .	Mostrar estado ✓ Guarda	ar canal		

# **8C** Gráficos del Canal

Cada campo contiene su propia gráfica donde podrá visualizar las mediciones del termómetro.

#### Campo 1: Temperatura Corporal



#### Campo 3: Temperatura Ambiente



#### Campo 2: Distancia



#### Campo 4: Intensidad de WiFi



#### Campo 5: Estado de Conexión con el Termómetro

Field	5 Chart	C,	9	1	*
	Termómetro IRR-1000 [12345	567]			
s (SSID)					
Statu					
	Date				
		Thi	ngSpea	k.com	
		Thi	ngSpea	.k.com	

Channel Status Updates	ß	9	×
IRR1000 V.3 [17588667] 4 minutes ago			
IRR1000 V.3 [17588667] 4 minutes ago			
IRR1000 V.3 [17588667] 3 minutes ago			
IRR1000 V.3 [17588667] 3 minutes ago			
IRR1000 V.3 [17588667] 3 minutes ago			Ŧ

# **8d** Vinculación del Termómetro con ThingSpeak

Para que el canal empiece a registrar las mediciones y datos se debe vincular el termómetro con el canal creado previamente.

- Ingrese en la Sección Claves □ ThingSpeak<sup>™</sup> Canales -Aplicaciones -Apoyo-API dentro de Canales. En el apartado Escribir Clave API, copie la llave que ID de canal: 1123368 aparecerá en pantalla. Autor: mwa0000019255120 Acceso: Privado Claves API Vista privada Vista pública Configuración de canal Compartiendo Escribir clave API Ayud Las claves privado. La Llave ICZCYZW4BYG1HOHY Config Escr su c escri
- Ingrese a la FANIOT App y entre en la Pantalla Avanzado.

1

2

4 Dentro de ThingSpeak API, pegue la Llave API del sitio web y luego confirme dando tap en Enviar.

Asegurarse que THINGSPEAK se encuentre en Modo ON y la Llave API esté confirmada



# 09 UBIDOTS

# **90** Registro Ubidots

Ubidots una plataforma de IoT (Internet de las cosas) que habilita la toma de decisiones a empresas de integración de sistemas a nivel global. Este producto permite enviar datos de sensores a la nube, configurar tableros y alertas, conectarse con otras plataformas, usar herramientas de analítica y arrojar mapas de datos en tiempo real.

### 9.a.1 Identificarse

Para REGISTRARSE, haga click en el siguiente link: http://ubi.faniot.ar/accounts/signin/



# 9.a.2 Inicio

	Dispositivos <del>-</del>	Datos -	• •
≡ Soporte - IRR1000		📛 mar. 10 2021 08:59 - Ahora 👻 🍈 Irr1000_9975141 👻 🦨 🕻	
ID Termómetro	Nombre WiFi	Usuario	÷
IRR1000_9975141	FAN-IOT-2.4	Usuario no registrado	
Temperatura Medición :	Temperatura Ambiente : 26.99 Último Actualizado: 10 mar. 2021 15:35	Intensidad WiFi Mapa	**

Al ingresar a la plataforma, podremos visualizar las distintas variables del Termómetro en Tiempo Real.

# **9b** Uso de Ubidots

Para un correcto funcionamiento de la plataforma debemos introducirnos en los siguientes pasos. En el podemos exportar el historial de las mediciones, visualizar gráficos temporales, cantidad de mediciones realizadas, un promedio de los últimos 30 días, geolocalización, entre otros.

### 9.b.1 Barra Menú

	Ραπτα	
≡ Soporte - IRR1000	🚔 mar. 10 2021 08:59 - Ahora 👻 🍵	⊧ irr1000_9975141 🗸 🦨 Ⅱ
Dashboards	Rango de Fechas del Historial Lista de Dispositivos disponibles	Refrescar Tiempo real

### 9.b.2 Dashboards

Menú desplegable donde encontramos una lista de tableros para los distintos dispositivos IOT asociados a nuestra cuenta.

Debemos seleccionar el Termómetro que queremos visualizar los datos.

Dashboards	
Q Buscar Tablero	_
Soporte - IR1000	
Soporte - IRR1000	
4	Þ

### 9.b.3 Rango de Fechas del Historial

Permite seleccionar la fecha inicial y final de los datos que se mostraran en el tablero.

🚔 feb. 10 2021 11:22 - Ahora 👻 🏐 😴 🖌 🧭 💵					
Rangos rápidos	Personalizado				
Última hora	Rango de fechas Últimos valores				
Ноу					
Ayer	Fecha inicial				
Últimas 24 horas	2021/02/10 11:22				
Esta semana					
Semana anterior	Fecha final				
Últimos 7 días	2021/03/12 11:23				
Este mes					
Mes anterior					
Últimos 30 días	Cancelar Aceptar				

# 9.b.4 Lista de Dispositivos Disponibles

Seleccionamos el Termómetro que queramos ver sus variables en Tiempo Real.

# 9.b.5 Refrescar 📿

Permite actualizar los datos del tablero.

# 9.b.6 Tiempo Real 🚺

Habilita o Deshabilita el envío de Datos en Tiempo Real.

1:22 - /	Ahora 🤜	• ©	୍
	1:22 - /	1:22 - Ahora 🥆	1:22 - Ahora 👻 👘

# 9.b.7 ID Termómetros

Identificador único del dispositivo.

# 9.b.8 Nombre WiFi

Muestra la conexión WiFi establecida en el Termómetro.

### 9.b.9 Usuario

Identificamos al último usuario que se tomo la temperatura.

# 9.b.10 Temperatura Medición

Verificamos la última medición del usuario.

ID Termómetro

IRR1000\_9975141

Nombre WiFi

FAN-IOT-2.4

Usuario

#### Usuario no registrado



### 9.b.11 Temperatura Ambiente

Verificamos la última medición del ambiente.



### 9.b.12 Intensidad WiFi

Chequeamos el nivel de intensidad de la señal WiFi se recomienda ser superior al 70%



16

### 9.b.13 Mapa - Geolocalización

Geolocalización del Termómetro en Tiempo Real.



### 9.b.14 Mediciones

Historial de mediciones, en el podemos ver las temperaturas de los usuarios con la fecha de dicha medición.

Mediciones				
GRUPO	NOMBRE	TEMPERATURA MEDICION	TEMPERATURA AMBIENTE	Â
	Usuario no registrado	36.36	26.99	
	Usuario no registrado	36.38	26.99	
	GRUPO 	GRUPO NOMBRE Usuario no registrado Usuario no registrado	GRUPO     NOMBRE     TEMPERATURA MEDICION        Usuario no registrado     36.36        Usuario no registrado     36.38	GRUPO     NOMBRE     TEMPERATURA MEDICION     TEMPERATURA AMBIENTE        Usuario no registrado     36.36     26.99        Usuario no registrado     36.38     26.99

# 9.b.15 Cantidad de Mediciones realizadas

Número de mediciones establecidas de los usuarios.

### 9.b.16 Gráfica por Sexo

Permite verificar en formato gráfico la distribución de la población en sus mediciones.

# 9.b.17 Gráfico Etario

Permite una visualización gráfica de las mediciones en base a la edad del usuario.







### 9.b.18 Gráfico Temporal de Mediciones

Permite ver una gráfica a través del tiempo de las últimas mediciones.





FABRICA ARGENTINA DE NANO SENSORES IOT

# www.faniot.com.ar

¡Síguenos en nuestras Redes Sociales!

